Tutorial Monitor Exporta

Este aplicativo tem como função monitorar o executável do módulo Exporta do Smart e caso ele feche ou de algum erro de fatal disk error irá fechar as telas de erros ou reabrir o aplicativo.

O fluxo dele consiste na seguinte dinâmica.

1 – Verificar se o módulo Exporta está em execução, caso não esteja ele irá abrir o módulo e fazer login.

2 – Vai clicar no menu -> Arquivo -> Abrir -> Importação -> Pixeon -> E clicar no botão Iniciar.

3 – De tempos em tempos irá clicar para abrir a tela de integração e verificar se tem a mensagem de fatal disk error e fechar esta mensagem.

É recomendado criar um .bat com o caminho do executável e depois criar um atalho para esse .bat

Colocar este atalho no diretório:

%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Fazendo com que ao iniciar o Windows o Monitor execute automaticamente.

Arquivo - Exportamonitor.exe.config - Atributos.

Dentro da pasta do aplicativo de monitor existe um arquivo chamado:

Exportamonitor.exe.config

Ele precisa ser configurado antes de começar a usar a aplicação.

```
<appSettings>
  <add key="Intervalo" value="3000" />
  <add key="Usuario" value="medicware" />
  <add key="Senha" value="" />
  <add key="PathModuloExporta" value="C:\Smart\Aplic19\expor190.exe" />
</appSettings>
<startup>
```

Os atributos são:

Intervalo – Em milissegundos (inicialmente 3s) e serve para informar o tempo entre as execuções de verificações.

Usuario - Usuário do Smart que irá logar no Exporta.

Senha – Senha do usuário acima.


PathModuloExporta – Caminho completo até o executável do Exporta.


Pré-requisitos:

Necessário instalar o Java(**jre-8u401-windows-x64.exe**) na máquina para usar o Monitor, o arquivo:

https://extranet.pixeon.com/ApiDownload/Download/RTpcd2ViXHB1YmxpY29cTW9uaXRvckV4cG9ydGFcanJlLTh1NDAxLXdpbmRvd3MteDY0LmV4ZQ==

Download Monitor(**MonitorExporta.zip**):
https://extranet.pixeon.com/ApiDownload/Download/RTpcd2ViXHB1YmxpY29cTW9uaXRvckV4cG9ydGFcTW9uaXRvckV4cG9ydGEuemlw







Este botão inicia o monitoramento.




Este botão para o monitoramento.



Este botão finaliza o aplicativo.



Quando o aplicativo é minimizado ou fechado vai para barra de notificações.



Se clicar com o botão direito do mouse em cima aparecem as opções: Encerrar ou Mostar Tela para restaurar a tela inicial se der um duplo clique no ícone o aplicativo também restaura a tela inicial.

Ao executar o aplicativo de monitor automaticamente ele já começa a executar suas rotinas de verificação.